

## 研究用試薬

嗅覚同定能力研究用カードキット

# Open Essence

オープン エッセンス

嗅覚は、生活の中で「ガス漏れ」や「腐敗臭」など

重大な危険を察知したり、食事や草花の香りを感じるなど、

豊かでゆとりある生活を送ったりするのに

欠かすことが出来ない機能です。

従来、嗅覚の測定には、基準嗅覚検査(T&T検査)や

静脈性(血行性)嗅覚検査(アリナミン法)が使われていますが、

匂いが拡散すること、

測定に手間と時間がかかることなどから、

より簡便な測定法の開発が望まれていました。

本品は、測定者が一人で行なうことが出来、

匂いの拡散もない、簡便なカードタイプの測定キットです。



本製品は、(独)産業技術総合研究所 人間福祉医工学研究部門 マルチモダリティ研究グループの技術指導のもと開発された商品です。



# Wako

## キット内容



## 特徴

- 日本人に親しみやすい  
12種類の匂いを採用
- 嗅覚同定能力のスクリーニングに  
最適
- 匂いが部屋に拡散しません
- カードに「マイクロカプセル化した  
匂い」と「解答の選択肢」を印刷
- 1人で測定可能
- 短時間で結果が判明
- 正誤確認が容易な解答用紙の採用  
(特許出願中)
- 場所を取らないコンパクト設計
- 1測定分ずつの個装包装
- 室温保存

## 使用方法



1 測定カード、解答用紙、ボールペンを用意します。



2 測定カードをAから順番に開き、カード内側の匂いを確認します。



3 測定カード右側の選択肢より解答を選び、解答用紙の数字を塗りつぶします。最後に、正解を確認します。

コード No.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格(円)
294-67501	Open Essence (嗅覚同定能力研究用カードキット)	嗅覚研究用	50 回用	65,000

## 和光純薬工業株式会社

本 社：〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL:(06)6203-1788(試薬学術部)  
支 店：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町四丁目5番13号 TEL:(03)3270-8243(試薬学術部)  
営業所：九州 (092)622-1005 中国 (082)285-6381 東海 (052)772-0788  
横浜 (045)476-2061 筑波 (029)858-2278 東北 (022)222-3072 北海道 (011)271-0285  
URL：http://www.wako-chem.co.jp E-mail：labchem-tec@wako-chem.co.jp  
フリーダイヤル：0120-052-099 フリーファックス：0120-052-806

### Wako Overseas Offices:

●Wako Chemicals USA, Inc. (Richmond, VA) Tel: +1-804-714-1920 http://www.wakousa.com  
Sales Offices: Los Angeles (CA) Tel: +1-949-679-1700, Boston (MA) Tel: +1-617-354-6772  
●Wako Chemicals GmbH (European Office) Tel: +49-2131-311-0 http://www.wako-chemicals.de

- 本品は研究用試薬なので、診断には用いないで下さい。
- 希望納入価格は予告なく変更する場合がございますがご了承ください。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。